



Inframatta med Turmalin och Jade stenar

Ger bättre sömn och bättre immunförsvar



Madrasen är tillverkad av högkvalitativ naturlig jadesten och Turmalinsten. Ger en jämn värmefördelning med inbyggt temperaturöverhettningsskydd. Den naturliga jade- och turmalinstenen omvandlar värme energi till lång infraröd. Ju högre temperatur, desto mer djupgående infraröd.

Specifikation och produktmodell

Produktnamn: Inframatta med Turmalin och Jade stenar

Produktmaterial: 71 st Turmalinstenar och 83 st Jadenstenar

Stenstorlek: 50 mm i diameter

Total mått och Vikt: 60x180 cm (7,85 kg)

Värme ytans mått: 42x146 cm

Specifikationer: 240v 50 Hz

Effekt: 200-240V ,50Hz 220W

Inställningstid: 1 - 12 timmar

Ansluts till vanligt vägg-uttag.

Kabellängd: 180 cm.

Det är en FDA, ISO godkänd enhet.



1. PÅ /AV REGLAGE

2. KNAPP FÖR ÖKNING AV UPPVÄRMNINGSTIDEN

3. KNAPP FÖR ATT MINSKA UPPVÄRMNINGSTIDEN

4. KNAPP FÖR ÖKNING AV TEMPERATUR

5. KNAPP FÖR MINSKA AV TEMPERATUR

6. UPPVÄRMNINGSTID FÖNSTER

7. TEMPERATUR DIGITAL DISPLAY

Användningsinstruktioner

1. Sätt i styrenhetens kontakt i mattan.
2. Anslut kontakten till ett eluttag. Tryck på strömknappen.
3. Tryck på "Öka timer / +" eller "Minska timer / -" för att justera timern. Tiden regleras till 1-12 timmar efter önskemål. Fönstret kommer att visa den tid du ställer in.
4. Tryck på "Öka temperatur / +" eller "Minska temperatur / -" för att justera temperaturen. Fönstret visar mattans temperatur.
5. När mattan är tillräckligt varm kan du justera värmen så att den känns behaglig. Sänk temperaturinställningen vid behov värme.
6. Stäng av strömbrytaren efter användning och koppla bort den från nätsladden.

Tänk på att

- ANVÄND INTE om du är gravid, använder pacemaker eller andra implanterade batteridrivna enheter, såsom defibrillator eller infusionspump.
- Fråga din läkare innan du använder denna produkt om du har några redan existerande sjukdomar som kan orsaka oro.
- Ta inte isär eller modifiera mattan eller styrenheten.
- Använd inte skadad styrenhet, nätsladdar, uttag eller kontakter.
- Koppla ur strömmen när maattan inte används.
- Placera inte tunga föremål eller lättantändliga material på mattan.
- Vik inte mattan när du använder den.
- Håll vatten borta från matta och kontroller.
- Använd torr trasa och dammsugare för rengöring.

Koppla alltid ur strömmen innan du rengör och viker mattan.
Använd den medföljande påsen för att förvara mattan.
Om du behöver lägga en filt över mattan, sprid den alltid jämnt för att upprätthålla enhetlig värmeavledning.

Rengöring

1. Stäng av strömmen och dra ur kontakten innan rengöring
2. Produktens yta ska rengöras med torr trasa eller försiktig dammsugning.
4. Använd absolut inte lösningsmedel för att rengöra madrassen.
5. Håll produkten torr, undvik kontakt med vatten.

* För att garantera produktens livslängd bör du vara uppmärksam på att hålla produkten ren från damm och smuts.

Ger bättre sömn, bättre immunförsvar

En effektiv terapiform som är enkel och riskfri att använda helt utan biverkningar. Används tex för att förbättra lymfsystemet, minska smärta vid fibromyalgi eller motverka sömnbesvär
DJUP INFRARÖDVÄRME Förbättrar blodcirkulationen och cellförynelsen. Hjälper till att modulera sömnen. Hjälper till att lindra smärta och inflammation samt förbättrar immunförsvaret.

NEGATIVA JONER Hjälper till med att rensa luften från

luftburna allergener som pollen, mögelsporer, bakterier och virus

TURMALIN Hjälper lymfsystemet och minskar svullnad. Ökar blodcirkulationen. Hjälper till att eliminera giftiga metaller och få ut slaggprodukter. Minskar mjölksyra och fria

fettsyror. Hjälper avgiftning. Ökar fettförbränningen. Stöder lever och njurar. Hjälper till att frigöra emotionell stress samt lindra migrän och huvudvärk. Kan motverka deppighet.

JADE Hjälper kroppens reningssystem och frigör slaggprodukter.

Stabiliserar psyket och motverkar deppighet. Ger en djup avslappning, minskar stress och spänningar